


 SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

UNI CEI EN ISO 13485:2016

 VITI COMPRESSIVE PER CHIRURGIA DEL PIEDE E DELLA MANO  
 COMPRESSIVE SCREWS FOR FOOT AND HAND SURGERY

CODICE/REF	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MATERIALE/MATERIAL
1910-NC	Vite non cannulata in titanio tipo Weil Ø 1,9 x 10 mm - Sterile <i>Not cannulated titanium screw Ø 1,9 x 10 mm like Weil - Sterile</i>	Lega di titanio  Titanium alloy ASTM F136
1911-NC	Vite non cannulata in titanio tipo Weil Ø 1,9 x 11 mm - Sterile <i>Not cannulated titanium screw Ø 1,9 x 11 mm like Weil - Sterile</i>	
1912-NC	Vite non cannulata in titanio tipo Weil Ø 1,9 x 12 mm - Sterile <i>Not cannulated titanium screw Ø 1,9 x 12 mm like Weil - Sterile</i>	
1913-NC	Vite non cannulata in titanio tipo Weil Ø 1,9 x 13 mm - Sterile <i>Not cannulated titanium screw Ø 1,9 x 13 mm like Weil - Sterile</i>	
1914-NC	Vite non cannulata in titanio tipo Weil Ø 1,9 x 14 mm - Sterile <i>Not cannulated titanium screw Ø 1,9 x 14 mm like Weil - Sterile</i>	

**CND P09120699 RDM 295594/R**

Classificazione del dispositivo medico	IIb
<i>Classification of medical device</i>	

 Confezionamento singolo sterile / *Individual Sterile packaging*

 Metodo di sterilizzazione: OSSIDO DI ETILENE - Periodo massimo di utilizzo: 60 mesi  
*Method of sterilization: EtO (ethylene oxide) - Maximum usage period: 60 months*

 CE 0476 - Certificato N°24042 - Organismo Notificato 0476 - KIWA CERMET ITALIA S.P.A.  
 EC 0476 - Certificate No. 24042 - Certifying Organization 0476 - KIWA ITALIA CERMET S.P.A.

 Condizioni di smaltimento : come rifiuto ospedaliero  
*Disposal conditions : such as hospital waste*

 Dispositivo MONO USO / *SINGLE USE device*

 Dispositivo LATEX-FREE / *LATEX-FREE device*

 Durante il processo di lavorazione il dispositivo non è venuto a contatto con il lattice.  
*During the manufacturing process the device has not been in contact with the latex.*

 Istruzioni per l'uso (IFU): dentro la confezione / *Instruction for use (IFU): inside the packaging*

 Informazioni aggiuntive: consultare la brochure della tecnica chirurgica.  
*Additional information: see the brochure of the surgical technique.*