



H-L

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

IMMOBILIZZATORE PER LA CHIRURGIA DELLA MANO
IMMOBILIZER FOR HAND SURGERY

CODICE/REF	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
H-L	Immobilizzatore per la chirurgia della mano <i>Immobiliser for hand surgery</i>

MATERIALE / MATERIAL
Lamina interna in lega di alluminio. Rivestimento in silicone medical grade - USP Classe 6 effettuato in camera bianca. <i>Internal sheet of aluminum alloy. medical grade silicone coating - USP class 6 performed in a clean room.</i>

CND L9099 - RDM 1590023

Classificazione del dispositivo medico	I
<i>Classification of medical device</i>	

Confezionamento singolo non sterile / *Individual not Sterile packaging*

Sterilizzare in autoclave a vapore 134°C - 5' (2atm)
Autoclave Steam 134°C - 5' (2atm)

Condizioni di smaltimento : come rifiuto ospedaliero
Disposal conditions : such as hospital waste

Dispositivo riutilizzabile / Reusable device
Dispositivo LATEX-FREE / LATEX-FREE device

Durante il processo di lavorazione il dispositivo non è venuto a contatto con il lattice.
During the manufacturing process the device has not been in contact with the latex.

Istruzioni per l'uso (IFU): dentro la confezione
Instruction for use (IFU): inside the packaging

Informazioni aggiuntive: consultare la brochure del dispositivo.
Additional information: see the brochure of the device.

